

— ABLYBIO, Help Your Research



eIF4B (YD33486) Rabbit mAb

货号: **AYD13058**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P FC |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 69kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Mouse kidney,Rat skeletal muscle |
| 细胞定位 | |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息




| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | Required for the binding of mRNA to ribosomes. Functions in close association with EIF4-F and EIF4-A. Binds near the 5'-terminal cap of mRNA in presence of EIF-4F and ATP. Promotes the ATPase activity and the ATP-dependent RNA unwinding activity of both EIF4-A and EIF4-F. |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 1975 |
| 基因名 | EIF4B |
| Swiss | P23588 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P23588/entry) |
| 别名 | eIF4B (YD33486),eIF4B (YD33486) Rabbit mAb,EIF4B |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)