

— ABLYBIO, Help Your Research



beta 1 Spectrin (YD33660) Rabbit mAb

货号: **AYD13074**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	246kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, cell cortex
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Spectrin is the major constituent of the cytoskeletal network underlying the erythrocyte plasma membrane. It associates with band 4.1 and actin to form the cytoskeletal superstructure of the erythrocyte plasma membrane
------	--

基因ID	6710
基因名	SPTB
Swiss	P11277 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11277/entry)
别名	beta 1 Spectrin (YD33660),beta 1 Spectrin (YD33660) Rabbit mAb,SPTB,Beta-I spectrin,SPTB1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)