

— ABLYBIO, Help Your Research



CD1c (YD33657) Rabbit mAb

货号: **AYD13075**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Endosome membrane, Lysosome
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Antigen-presenting protein that binds self and non-self lipid and glycolipid antigens and presents them to T-cell receptors on natural killer T-cells
基因ID	911

基因名	CD1C
Swiss	P29017 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P29017/entry)
别名	CD1c (YD33657),CD1c (YD33657) Rabbit mAb,CD1C

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)