

— ABLYBIO, Help Your Research



# MPP1 (YD33403) Rabbit mAb

货号: **AYD13110**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Cell projection, stereocilium
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Essential regulator of neutrophil polarity. Regulates neutrophil polarization by regulating AKT1 phosphorylation through a mechanism that is independent of PIK3CG activity (By similarity)
基因ID	4354

基因名	MPP1
Swiss	Q00013 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q00013/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q00013/entry</a> )
别名	MPP1 (YD33403),MPP1 (YD33403) Rabbit mAb,MPP1,Membrane protein,palmitoylated 1,DXS552E,EMP55

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)