

# CD26 (YD31568) Rabbit mAb

货号: **AYD13115**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	88kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,Mouse liver,Rat liver,Rat kidney
细胞定位	Secreted, Cell membrane, Apical cell membrane, Cell projection, invadopodium membrane, lamellipodium membrane, Cell junction, Membrane raft
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is identical to adenosine deaminase complexing protein-2, and to the T-cell activation antigen CD26. It is an intrinsic membrane glycoprotein and a serine exopeptidase that cleaves X-proline dipeptides from the N-terminus of polypeptides.
基因ID	1803
基因名	DPP4
Swiss	P27487

别名	CD26 (YD31568)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)