

— ABLYBIO, Help Your Research



SIX2 (YD33505) Rabbit mAb

货号: **AYD13130**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,RD,Rat skeletal muscle
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	This gene is a member of the vertebrate gene family which encode proteins homologous to the Drosophil a 'sine oculis' homeobox protein. The encoded protein is a transcription factor which, like other members of this gene family, may be involved in limb or eye development.
------	--

基因ID	10736
基因名	SIX2
Swiss	Q9NPC8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NPC8/entry)
别名	SIX2 (YD33505),SIX2 (YD33505) Rabbit mAb,SIX2,Sine oculis homeobox homolog 2

产品验证

Mouse skeletal muscle



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)