

SIX2 (YD33505) Rabbit mAb

货号: **AYD13130**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HepG2,RD,Rat skeletal muscle
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the vertebrate gene family which encode proteins homologous to the Drosophil a 'sine oculis' homeobox protein. The encoded protein is a transcription factor which, like other members of this gene family, may be involved in limb or eye development.
基因ID	10736
基因名	SIX2
Swiss	Q9NPC8
别名	SIX2 (YD33505)

产品验证

Mouse skeletal muscle

kDa

180 -

130 -

100 -

70 -

55 -

40 -

35 -

25 -



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn