

— ABLYBIO, Help Your Research



UBF1 (YD33412) Rabbit mAb

货号: **AYD13157**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	89kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, nucleolus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Recognizes the ribosomal RNA gene promoter and activates transcription mediated by RNA polymerase I (Pol I) through cooperative interactions with the transcription factor SL1/TIF-IB complex. It binds specifically to the upstream control element and can activate Pol I promoter escape
------	---

基因ID	7343
基因名	UBTF
Swiss	P17480 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P17480/entry)
别名	UBF1 (YD33412),UBF1 (YD33412) Rabbit mAb,UBTF,Autoantigen NOR-90,Upstream-binding factor 1,UBF,UBF1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)