

— ABLYBIO, Help Your Research



# Pleckstrin (YD32619) Rabbit mAb

货号: **AYD13179**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,U-937,Mouse lung,Mouse spleen,Rat spleen
细胞定位	
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Major protein kinase C substrate of platelets.
基因ID	5341

基因名	PLEK
Swiss	P08567 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08567/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08567/entry</a> )
别名	Pleckstrin (YD32619),Pleckstrin (YD32619) Rabbit mAb,PLEK,Platelet 47 kDa protein,P47

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)