

— ABLYBIO, Help Your Research



Cadherin 10 (YD32611) Rabbit mAb

货号: **AYD13195**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	88kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types
------	---

基因ID	1008
基因名	CDH10
Swiss	Q9Y6N8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9Y6N8/entry)
别名	Cadherin 10 (YD32611), Cadherin 10 (YD32611) Rabbit mAb, CDH10, T2-cadherin

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)