

Cyclin B1 (YD14937) Rabbit mAb

货号: **AYD13216**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	48kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Essential for the control of the cell cycle at the G2/M (mitosis) transition
基因ID	268697
基因名	Ccnb1
Swiss	P24860
别名	Cyclin B1 (YD14937)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn