

SREC-I (YD33254) Rabbit mAb

货号: **AYD13228**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	87kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Mediates the binding and degradation of acetylated low density lipoprotein (Ac-LDL). Mediates heterophilic interactions, suggesting a function as adhesion protein. Plays a role in the regulation of neurite-like outgrowth (By similarity)
基因ID	8578
基因名	SCARF1
Swiss	Q14162
别名	SREC-I (YD33254)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn