

PEF1 (YD13319) Rabbit mAb

货号: **AYD13233**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,HeLa,293T,Mouse liver,Rat pancreas
细胞定位	Cytoplasm, Endoplasmic reticulum, Membrane, Cytoplasmic vesicle, COPII-coated vesicle membrane
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a calcium-binding protein belonging to the penta-EF-hand protein family. The encoded protein has been shown to form a heterodimer with the programmed cell death 6 gene product and may modulate its function in Ca(2+) signaling. Alternative splicing results in multiple transcript variants and a pseudogene has been identified on chromosome 1.
基因ID	553115
基因名	PEF1
Swiss	Q9UBV8

别名	PEF1 (YD13319)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn