

Aprataxin (YD19545) Rabbit mAb

货号: **AYD13234**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	41kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	22Rv1,A-549,K-562,BT-474,U-87MG,HT-29,Raji
细胞定位	Nucleus, nucleoplasm, nucleolus, Cytoplasm
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the histidine triad (HIT) superfamily. The encoded protein may play a role in single-stranded DNA repair through its nucleotide-binding activity and its diadenosine polyphosphate hydrolase activity. Mutations in this gene have been associated with ataxia-ocular apraxia. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene.
基因ID	54840
基因名	APTX
Swiss	Q7Z2E3

别名	Aprataxin (YD19545)
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn