

SAA4 (YD33217) Rabbit mAb

货号: **AYD13244**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,Mouse spleen,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Major acute phase reactant.
基因ID	6291
基因名	SAA4
Swiss	P35542
别名	SAA4 (YD33217)

产品验证

Human plasma

kDa

180 -

135 -

100 -

70 -

55 -

40 -

35 -

25 -



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn