

— ABLYBIO, Help Your Research



SAA4 (YD33217) Rabbit mAb

货号: **AYD13244**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,Mouse spleen,Rat heart
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Major acute phase reactant.
基因ID	6291

基因名	SAA4
Swiss	P35542 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P35542/entry)
别名	SAA4 (YD33217),SAA4 (YD33217) Rabbit mAb,SAA4,Constitutively expressed serum amyloid A protein,CS AA

产品验证

Human plasma

kDa
180 -
130 -
100 -
70 -
55 -
40 -
35 -
25 -



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)