

# CCL25 (YD33202) Rabbit mAb

货号: **AYD13254**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Potentially involved in T-cell development. Recombinant protein shows chemotactic activity on thymocyte s, macrophages, THP-1 cells, and dendritics cells but is inactive on peripheral blood lymphocytes and neutrophils. Binds to CCR9. Isoform 2 is an antagonist of isoform 1. Binds to atypical chemokine receptor ACK R4 and mediates the recruitment of beta-arrestin (ARRB1/2) to ACKR4
基因ID	6370
基因名	CCL25
Swiss	O15444

别名	CCL25 (YD33202)
----	-----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)