

— ABLYBIO, Help Your Research



# Citrate Synthetase (YD32110) Rabbit mAb

货号: **AYD13258**

## 产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SW620,293T,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a Krebs tricarboxylic acid cycle enzyme that catalyzes the synthesis of citrate from oxaloacetate and acetyl coenzyme A. The enzyme is found in nearly all cells capable of oxidative metabolism. This protein is nuclear encoded and transported into the mitochondrial matrix, where the mature form is found.
------	--

基因ID	1431
基因名	CS
Swiss	O75390 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75390/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75390/entry</a> )
别名	Citrate Synthetase (YD32110), Citrate Synthetase (YD32110) Rabbit mAb, CS, Citrate (Si)-synthase

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)