

# LYVE1 (YD33030) Rabbit mAb

货号: **AYD13271**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB  |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 35kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | Mouse brain   |
| 细胞定位  | Cell membrane   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息

|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | This gene encodes a type I integral membrane glycoprotein. The encoded protein acts as a receptor and binds to both soluble and immobilized hyaluronan. This protein may function in lymphatic hyaluronan transport and have a role in tumor metastasis. |
| 基因ID  | 10894  |
| 基因名   | LYVE1  |
| Swiss | Q9Y5Y7   |
| 别名    | LYVE1 (YD33030)  |

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)