

— ABLYBIO, Help Your Research



Trefoil Factor 3 (YD32998) Rabbit mAb

货号: **AYD13291**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	9kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in the maintenance and repair of the intestinal mucosa. Promotes the mobility of epithelial cells in healing processes (motogen)
基因ID	7033

基因名	TFF3
Swiss	Q07654 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q07654/entry)
别名	Trefoil Factor 3 (YD32998),Trefoil Factor 3 (YD32998) Rabbit mAb,TFF3,Intestinal trefoil factor,Polypeptide P1.B,ITF,TFI

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)