

Trefoil Factor 3 (YD32998) Rabbit mAb

货号: **AYD13291**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	9kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, Cytoplasm
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Involved in the maintenance and repair of the intestinal mucosa. Promotes the mobility of epithelial cells in healing processes (motogen)
基因ID	7033
基因名	TFF3
Swiss	Q07654
别名	Trefoil Factor 3 (YD32998)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn