

CDC7 (YD32977) Rabbit mAb

货号: **AYD13295**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	64kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,HepG2,THP-1
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cell division cycle protein with kinase activity that is critical for the G1/S transition. The yeast homolog is also essential for initiation of DNA replication as cell division occurs. Overexpression of this gene product may be associated with neoplastic transformation for some tumors. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been detected.
基因ID	8317
基因名	CDC7
Swiss	O00311

别名	CDC7 (YD32977)
----	----------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn