

— ABLYBIO, Help Your Research



CEND1 (YD32925) Rabbit mAb

货号: **AYD13338**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,U-87MG,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene.
------	--

基因ID	51286
基因名	CEND1
Swiss	Q8N111 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8N111/entry)
别名	CEND1 (YD32925),CEND1 (YD32925) Rabbit mAb,CEND1,BM88 antigen,BM88

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)