

— ABLYBIO, Help Your Research



Cortisol Binding Globulin (YD32924) Rabbit mAb

货号: AYD13339

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,HT-29
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an alpha-globulin protein with corticosteroid-binding properties. This is the major transport protein for glucocorticoids and progestins in the blood of most vertebrates. The gene localizes to a chromosomal region containing several closely related serine protease inhibitors which may have evolved by duplication events.
基因ID	866
基因名	SERPINA6
Swiss	P08185 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08185/entry)
别名	Cortisol Binding Globulin (YD32924),Cortisol Binding Globulin (YD32924) Rabbit mAb,SERPINA6,Serpin A6,Transcortin,CBG

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)