

Caspase-2 (YD32807) Rabbit mAb

货号: **AYD13358**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	51kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,Rat brain
细胞定位	
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Caspases mediate cellular apoptosis through the proteolytic cleavage of specific protein substrates. The encoded protein may function in stress-induced cell death pathways, cell cycle maintenance, and the suppression of tumorigenesis. Increased expression of this gene may play a role in neurodegenerative disorders including Alzheimer's disease, Huntington's disease and temporal lobe epilepsy. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
基因ID	835
基因名	CASP2
Swiss	P42575

别名	Caspase-2 (YD32807)
----	---------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn