

# SOX11 (YD32745) Rabbit mAb

货号: **AYD13376**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,SH-SY5Y,Neuro-2a,Y79,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	This intronless gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional regulator after forming a protein complex with other proteins. The protein may function in the developing nervous system and play a role in tumorigenesis.
基因ID	6664
基因名	SOX11
Swiss	P35716

别名	SOX11 (YD32745)
----	-----------------

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)