

# MATH1/HATH1 (YD32703) Rabbit mAb

货号: **AYD13377**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,HepG2,human pacentia,Mouse liver,Mouse heart
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This protein belongs to the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates E-box dependent transcription along with E47.
基因ID	474
基因名	ATOH1
Swiss	Q92858
别名	MATH1/HATH1 (YD32703)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)