

ZNF160 (YD20778) Rabbit mAb

货号: **AYD13412**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	94kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation
基因ID	90338
基因名	ZNF160
Swiss	Q9HCG1
别名	ZNF160 (YD20778)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn