

— ABLYBIO, Help Your Research



# HIF1AN (YD31952) Rabbit mAb

货号: **AYD13431**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,K-562,U-937,293T,Mouse heart,Mouse skeletal muscle
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm, perinuclear region
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息



