

Glutathione S Transferase kappa 1 (YD12395) Rabbit mAb

货号: AYD13445

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	25kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,HeLa,HepG2,MCF7
细胞定位	Peroxisome
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the kappa class of the glutathione transferase superfamily of enzymes that function in cellular detoxification. The encoded protein is localized to the peroxisome and catalyzes the conjugation of glutathione to a wide range of hydrophobic substrates facilitating the removal of these compounds from cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	373156
基因名	GSTK1

Swiss	Q9Y2Q3
别名	Glutathione S Transferase kappa 1 (YD12395)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn