

Cytokeratin 14 (YD32496) Rabbit mAb

货号: **AYD13465**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the keratin family, the most diverse group of intermediate filaments. This gene product, a type I keratin, is usually found as a heterotetramer with two keratin 5 molecules, a type I I keratin. Together they form the cytoskeleton of epithelial cells. Mutations in the genes for these keratins are associated with epidermolysis bullosa simplex. At least one pseudogene has been identified at 17p12 -p11.
基因ID	3861
基因名	KRT14
Swiss	P02533

别名	Cytokeratin 14 (YD32496)
----	--------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn