

— ABLYBIO, Help Your Research



IGFBP1 (YD20083) Rabbit mAb

货号: **AYD13491**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	28kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the insulin-like growth factor binding protein (IGFBP) family and encodes a protein with an IGFBP domain and a thyroglobulin type-I domain. The protein binds both insulin-like growth factors (IGFs) I and II and circulates in the plasma. Binding of this protein prolongs the half-life of the IGFs and alters their interaction with cell surface receptors.
------	--

基因ID	3484
基因名	IGFBP1
Swiss	P08833 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08833/entry)
别名	IGFBP1 (YD20083),IGFBP1 (YD20083) Rabbit mAb,IGFBP1,Placental protein 12,IBP1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)