

— ABLYBIO, Help Your Research



CRCP (YD32442) Rabbit mAb

货号: **AYD13497**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	17kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,Jurkat,Mouse testis
细胞定位	Nucleus, Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a membrane protein that functions as part of a receptor complex for a small neuropeptide that increases intracellular cAMP levels. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
------	---

基因ID	27297
基因名	CRCP
Swiss	O75575 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75575/entry)
别名	CRCP (YD32442), CRCP (YD32442) Rabbit mAb, CRCP, Calcitonin gene-related peptide-receptor component protein

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)

