

— ABLYBIO, Help Your Research



PADI3/PAD3 (YD32370) Rabbit mAb

货号: **AYD13500**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	75kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes the deimination of arginine residues of proteins
基因ID	51702

基因名	PADI3
Swiss	Q9ULW8 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9ULW8/entry)
别名	PADI3/PAD3 (YD32370),PADI3/PAD3 (YD32370) Rabbit mAb,PADI3,Peptidylarginine deiminase III,Protein-arginine deiminase type III,PAD3,PDI3

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)