

— ABLYBIO, Help Your Research



gamma Synuclein/SNCG (YD32336) Rabbit mAb

货号: **AYD13517**

产品信息

反应	Human, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	13kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm, perinuclear region, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome, spindle
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the synuclein family of proteins which are believed to be involved in the pathogenesis of neurodegenerative diseases. Mutations in this gene have also been associated with breast tumor development.
------	---

基因ID	6623
基因名	SNCG
Swiss	O76070 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O76070/entry)
别名	gamma Synuclein/SNCG (YD32336),gamma Synuclein/SNCG (YD32336) Rabbit mAb,SNCG,Breast cancer-specific gene 1 protein,Persyn,Synoretin,BCSG1,PRSN

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)