

GPR182 (YD20099) Rabbit mAb

货号: **AYD13526**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,293T,mouse liver
细胞定位	Cell membrane, Endosome membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Adrenomedullin is a potent vasodilator peptide that exerts major effects on cardiovascular function. This gene encodes a seven-transmembrane protein that belongs to the family 1 of G-protein coupled receptors. Studies of the rat counterpart suggest that the encoded protein may function as a receptor for adrenomedullin.
基因ID	11318
基因名	ACKR5
Swiss	O15218

别名	GPR182 (YD20099)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn