

— ABLYBIO, Help Your Research



# Hemopexin (YD32246) Rabbit mAb

货号: **AYD13534**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,HepG2,BT-474,Mouse liver,Mouse pancreas
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a plasma glycoprotein that binds heme with high affinity. The encoded protein is an acute phase protein that transports heme from the plasma to the liver and may be involved in protecting cells from oxidative stress.
------	--

基因ID	3263
基因名	HPX
Swiss	P02790 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02790/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02790/entry</a> )
别名	Hemopexin (YD32246),Hemopexin (YD32246) Rabbit mAb,HPX,Beta-1B-glycoprotein

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)