

PMP22 (YD32138) Rabbit mAb

货号: **AYD13566**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	18kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Might be involved in growth regulation, and in myelinization in the peripheral nervous system
基因ID	5376
基因名	PMP22
Swiss	Q01453
别名	PMP22 (YD32138)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn