

# CEND1 (YD32121) Rabbit mAb

货号: **AYD13574**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,U-87MG,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a neuron-specific protein. The similar protein in pig enhances neuroblastoma cell differentiation in vitro and may be involved in neuronal differentiation in vivo. Multiple pseudogenes have been reported for this gene.
基因ID	51286
基因名	CEND1
Swiss	Q8N111
别名	CEND1 (YD32121)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)