

— ABLYBIO, Help Your Research



Cytokeratin 1 (YD32069) Rabbit mAb

货号: **AYD13590**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	66kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May regulate the activity of kinases such as PKC and SRC via binding to integrin beta-1 (ITB1) and the receptor of activated protein C kinase 1 (RACK1). In complex with C1QBP is a high affinity receptor for kininogen-1/HMWK (By similarity)
------	---

基因ID	3134
基因名	Krt1
Swiss	P04104 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P04104/entry)
别名	Cytokeratin 1 (YD32069),Cytokeratin 1 (YD32069) Rabbit mAb,Krt1,67 kDa cytokeratin,Cytokeratin-1,Keratin-1,Type-II keratin Kb1,Krt2-1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)