

# SF3A3 (YD12575) Rabbit mAb

货号: **AYD13591**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	59kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,NIH/3T3,Raji,Mouse heart,Rat lung
细胞定位	Nucleus speckle, Nucleus
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes subunit 3 of the splicing factor 3a protein complex. The splicing factor 3a heterotrimer includes subunits 1, 2 and 3 and is necessary for the in vitro conversion of 15S U2 snRNP into an active 17S particle that performs pre-mRNA splicing. Subunit 3 interacts with subunit 1 through its amino-terminus while the zinc finger domain of subunit 3 plays a role in its binding to the 15S U2 snRNP. This gene has a pseudogene on chromosome 20. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	10946
基因名	SF3A3
Swiss	Q12874

别名	SF3A3 (YD12575)
----	-----------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)