

GNAQ (YD14118) Rabbit mAb

货号: **AYD13594**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Mouse brain,Rat lung,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Golgi apparatus, Nucleus, Nucleus membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This locus encodes a guanine nucleotide-binding protein. The encoded protein, an alpha subunit in the Gq class, couples a seven-transmembrane domain receptor to activation of phospholipase C-beta. Mutations at this locus have been associated with problems in platelet activation and aggregation. A related pseudogene exists on chromosome 2.
基因ID	2776
基因名	GNAQ
Swiss	P50148

别名	GNAQ (YD14118)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn