

gamma Sarcoglycan (YD32064) Rabbit mAb

货号: **AYD13596**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, sarcolemma, Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Component of the sarcoglycan complex, a subcomplex of the dystrophin-glycoprotein complex which forms a link between the F-actin cytoskeleton and the extracellular matrix
基因ID	6445
基因名	SGCG
Swiss	Q13326
别名	gamma Sarcoglycan (YD32064)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn