

— ABLYBIO, Help Your Research



# gamma Sarcoglycan (YD32064) Rabbit mAb

货号: **AYD13596**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, sarcolemma, Cytoplasm, cytoskeleton
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Component of the sarcoglycan complex, a subcomplex of the dystrophin-glycoprotein complex which for ms a link between the F-actin cytoskeleton and the extracellular matrix
基因ID	6445

基因名	SGCG
Swiss	Q13326 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13326/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13326/entry</a> )
别名	gamma Sarcoglycan (YD32064),gamma Sarcoglycan (YD32064) Rabbit mAb,SGCG,35 kDa dystrophin-associated glycoprotein

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)