

YY1 (YD13490) Rabbit mAb

货号: **AYD13629**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,Raji,U-251MG,Mouse spleen,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	Nucleus matrix
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.
基因ID	7528
基因名	YY1
Swiss	P25490

别名	YY1 (YD13490)
----	---------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn