

— ABLYBIO, Help Your Research



# Hamartin (YD31827) Rabbit mAb

货号: **AYD13638**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	130kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat spleen
细胞定位	Lysosome membrane, Cytoplasm, cytosol
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--


## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a growth inhibitory protein thought to play a role in the stabilization of tuberin. Mutations in this gene have been associated with tuberous sclerosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	--

基因ID	7248
基因名	TSC1
Swiss	Q92574 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q92574/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q92574/entry</a> )
别名	Hamartin (YD31827),Hamartin (YD31827) Rabbit mAb,TSC1,Tuberous sclerosis 1 protein,KIAA0243,TSC

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)