

Apo-D (YD31797) Rabbit mAb

货号: **AYD13646**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,BxPC-3,293T,M21,Mouse brain,Mouse skeletal muscle
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a component of high density lipoprotein that has no marked similarity to other apolipo protein sequences. It has a high degree of homology to plasma retinol-binding protein and other members of the alpha 2 microglobulin protein superfamily of carrier proteins, also known as lipocalins. This glycoprotein is closely associated with the enzyme lecithin:cholesterol acyltransferase - an enzyme involved in lipoprotein metabolism.
基因ID	347
基因名	APOD
Swiss	P05090

别名	Apo-D (YD31797)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn