

PDCD4 (YD31656) Rabbit mAb

货号: **AYD13669**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,MCF7,Mouse thymus
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	27250
基因名	PDCD4
Swiss	Q53EL6
别名	PDCD4 (YD31656)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn