

— ABLYBIO, Help Your Research



PDCD4 (YD31656) Rabbit mAb

货号: **AYD13669**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,MCF7,Mouse thymus
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	---

基因ID	27250
基因名	PDCD4
Swiss	Q53EL6 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q53EL6/entry)
别名	PDCD4 (YD31656),PDCD4 (YD31656) Rabbit mAb,PDCD4,Neoplastic transformation inhibitor protein,Nuclear antigen H731-like,Protein 197/15a,H731

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)