

— ABLYBIO, Help Your Research



NSE (YD31655) Rabbit mAb

货号: **AYD13671**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes one of the three enolase isoenzymes found in mammals. This isoenzyme, a homodimer, is found in mature neurons and cells of neuronal origin. A switch from alpha enolase to gamma enolase occurs in neural tissue during development in rats and primates.
------	---

基因ID	2026
基因名	ENO2
Swiss	P09104 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P09104/entry)
别名	NSE (YD31655),NSE (YD31655) Rabbit mAb,ENO2,2-phospho-D-glycerate hydro-lyase,Enolase 2,Neural e nolase,Neuron-specific enolase

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)